

1	Einleitung
2-4	Vorsichtsmaßnahmen
5	Produktbeschreibung – Inhalt
6 & 7	Erste Schritte mit dem POWERbreathe EX1
8	Feststellen der für Sie richtigen Trainingslast
9	Reinigung
10	Zusammenbau des POWERbreathe EX1
11	Garantie
12	Kontaktangaben
13	Haftungsausschluss
14	Technische Daten und Lasteinstellbereich

Vorsichtsmaßnahmen

• Einige Benutzer können beim Training mit dem POWERbreathe oder einer gebrochenen Rippe darf EMT leichte Ohrenbeschwerden haben, insbesondere wenn sie sich von einer Erkältung erholen. Dies wird durch einen unzureichenden Druckausgleich zwischen Mund und Ohren verursacht. Wenn die Symptome anhalten, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

• Wenn Sie an einer Erkältung, einer Nasenentzündung oder einer Infektion der Atemwege erkrankt sind, empfehlen wir, den POWERbreathe EX1 erst dann zu verwenden, wenn Ihre Symptome abgeklungen sind. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. Darüber hinaus ist bei den folgenden Karakheiten oder in den folgenden Situationen vor der Anwendung des POWERbreathe EX1 eine Beratung durch Ihren Arzt erforderlich:

- Spontanpneumothorax in der Vorgeschichte (eine kollabierte Lunge, die nicht auf eine traumatische Verletzung, z. B. eine gebrochene Rippe, zurückzuführen ist), da dies zu einem Wiederauftreten der Erkrankung führen kann. Nach einem Asthma, Lungenerkrankung oder chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)
- geplante Lungentherapie oder Transplantation oder Genesung im Anschluss daran
- geplante Speiseröhrenchirurgie oder Genesung im Anschluss daran
- aktive Blutimengung im Hustenauswurf (Hämoptys)
- Nasenbluten (Epistaxis)
- Drainage der Hirn- oder Schwangerschaft
- Schwangerschaft oder vermutete Lunge (Bullae)
- durch Bruststrahlentnahmen festgestellte Luftblasen in der Lunge (Bullae)
- unbehandelte oder nicht vollstündiger Genesung verwendet werden.

• Einige Benutzer können beim Training mit dem POWERbreathe oder einer gebrochenen Rippe darf EMT leichte Ohrenbeschwerden haben, insbesondere wenn sie sich von einer Erkältung erholen. Dies wird durch einen unzureichenden Druckausgleich zwischen Mund und Ohren verursacht. Wenn die Symptome anhalten, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

• Wenn Sie an einer Erkältung, einer Nasenentzündung oder einer Infektion der Atemwege erkrankt sind, empfehlen wir, den POWERbreathe EX1 erst dann zu verwenden, wenn Ihre Symptome abgeklungen sind. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. Darüber hinaus ist bei den folgenden Karakheiten oder in den folgenden Situationen vor der Anwendung des POWERbreathe EX1 eine Beratung durch Ihren Arzt erforderlich:

- Spontanpneumothorax in der Vorgeschichte (eine kollabierte Lunge, die nicht auf eine traumatische Verletzung, z. B. eine gebrochene Rippe, zurückzuführen ist), da dies zu einem Wiederauftreten der Erkrankung führen kann. Nach einem Asthma, Lungenerkrankung oder chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)
- geplante Lungentherapie oder Transplantation oder Genesung im Anschluss daran
- geplante Speiseröhrenchirurgie oder Genesung im Anschluss daran
- aktive Blutimengung im Hustenauswurf (Hämoptys)
- Nasenbluten (Epistaxis)
- Drainage der Hirn- oder Schwangerschaft
- Schwangerschaft oder vermutete Lunge (Bullae)
- durch Bruststrahlentnahmen festgestellte Luftblasen in der Lunge (Bullae)
- unbehandelte oder nicht vollstündiger Genesung verwendet werden.

1	Einleitung
2-4	Vorsichtsmaßnahmen
5	Produktbeschreibung – Inhalt
6 & 7	Erste Schritte mit dem POWERbreathe EX1
8	Feststellen der für Sie richtigen Trainingslast
9	Reinigung
10	Zusammenbau des POWERbreathe EX1
11	Garantie
12	Kontaktangaben
13	Haftungsausschluss
14	Technische Daten und Lasteinstellbereich

Vorsichtsmaßnahmen

Der POWERbreathe EX1 ist ein medikamentenfreies Trainingsgerät für die Expirationsmuskeln, das für betagte jeden geeignet ist und bei sachgemäßem Anwendung keine schädlichen Nebenwirkungen haben sollte. Sollten Sie Fragen oder Zweifel zur Eignung des POWERbreathe EX1 haben oder an einer Vorerkrankung leiden, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen zu Vorsichtsmaßnahmen und KONTRAINDIKATIONEN um sicherzustellen, dass Sie den POWERbreathe EX1 sicher und angemessen verwenden:

- Nehmen Sie ohne Rücksprache mit Ihrem Arzt keine Änderungen vor.
- Personen unter 16 Jahren sollten den POWERbreathe EMT / IMT nur unter Aufsicht eines Erwachsenen anwenden. Der POWERbreathe EX1 enthält Kleinteile und ist für Kinder unter 7 Jahren nicht geeignet.
- Beim Training mit dem POWERbreathe EX1 sollten Sie beim Ausatmen einen Widerstand spüren, der jedoch nicht schmerzhaft sein darf. Wenn Sie bei der Anwendung des POWERbreathe EX1 Schmerzen verspüren, müssen Sie die Anwendung unverzüglich einstellen und Ihren Arzt konsultieren.
- Wenn Ihnen während der Anwendung des POWERbreathe EX1 schwindelig wird, machen Sie bitte eine Pause, bis Sie sich erholt haben und legen längerer Pausen zwischen den Atemzügen ein.

• Einige Benutzer können beim Training mit dem POWERbreathe oder einer gebrochenen Rippe darf EMT leichte Ohrenbeschwerden haben, insbesondere wenn sie sich von einer Erkältung erholen. Dies wird durch einen unzureichenden Druckausgleich zwischen Mund und Ohren verursacht. Wenn die Symptome anhalten, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

• Wenn Sie an einer Erkältung, einer Nasenentzündung oder einer Infektion der Atemwege erkrankt sind, empfehlen wir, den POWERbreathe EX1 erst dann zu verwenden, wenn Ihre Symptome abgeklungen sind. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. Darüber hinaus ist bei den folgenden Karakheiten oder in den folgenden Situationen vor der Anwendung des POWERbreathe EX1 eine Beratung durch Ihren Arzt erforderlich:

- Spontanpneumothorax in der Vorgeschichte (eine kollabierte Lunge, die nicht auf eine traumatische Verletzung, z. B. eine gebrochene Rippe, zurückzuführen ist), da dies zu einem Wiederauftreten der Erkrankung führen kann. Nach einem Asthma, Lungenerkrankung oder chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)
- geplante Lungentherapie oder Transplantation oder Genesung im Anschluss daran
- geplante Speiseröhrenchirurgie oder Genesung im Anschluss daran
- aktive Blutimengung im Hustenauswurf (Hämoptys)
- Nasenbluten (Epistaxis)
- Drainage der Hirn- oder Schwangerschaft
- Schwangerschaft oder vermutete Lunge (Bullae)
- durch Bruststrahlentnahmen festgestellte Luftblasen in der Lunge (Bullae)
- unbehandelte oder nicht vollstündiger Genesung verwendet werden.

1	Einleitung
2-4	Vorsichtsmaßnahmen
5	Produktbeschreibung – Inhalt
6 & 7	Erste Schritte mit dem POWERbreathe EX1
8	Feststellen der für Sie richtigen Trainingslast
9	Reinigung
10	Zusammenbau des POWERbreathe EX1
11	Garantie
12	Kontaktangaben
13	Haftungsausschluss
14	Technische Daten und Lasteinstellbereich

Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für den Kauf des POWERbreathe EX1 Geräts zum Training der Expirationsmuskeln (EMT) / Expiratorisches Muskeltraining (EMST). Bei sachgemäßer Anwendung sollten Sie schon nach einigen Wochen die Vorteile des Trainings mit Ihrem POWERbreathe EX1 feststellen können. Bei korrekter Anwendung wird der POWERbreathe EX1 spezifische Muskeln für die Ausatmung stärken. Das expiratorische Muskeltraining (EMT) hat sich bei Krankheiten wie Schlaganfall, Parkinson, Rückenmarkverletzungen und anderen Erkrankungen, die die Fähigkeit zu sprechen, zu husten und normal atmen, damit für das nächste Ausatmen Luft in die Lunge gelangt. Ihnen sind vielleicht bestimmte Atemtechniken bekannt, wie sie zum Beispiel beim Yoga angewendet werden, die die Atmung durch die Nase fördern. Wir empfehlen, immer durch die Nase zu atmen, damit die Luft, die Sie einatmen, gefiltert, aufgewärmt und befeuchtet wird. Obwohl Sie beim Training mit dem POWERbreathe EX1 durch den Mund anstatt durch die Nase ausatmen müssen, bleiben die zusätzlichen Verbesserungen der Atemkraft und -kontrolle erhalten, wenn Sie nach dem Training wieder zur Nasenatmung zurückkehren.

Der POWERbreathe EX1 beruht auf einer Methode, die als Widerstandstraining bezeichnet wird. Dies stärkt die expiratorischen Atemmuskeln, indem diese härter beansprucht werden, auf eine ähnliche Weise, wie Sie die Kraft Ihrer Armmuskeln mit Gewichten trainieren würden. Beim Training mit dem POWERbreathe EX1 werden Sie feststellen, dass Sie sich beim Ausatmen mehr anstrengen müssen. Das Widerstandstraining wirkt sich hauptsächlich auf die Ausatemmuskulatur aus, auf innere Rippenmuskeln, schräge und gerade Bauchmuskeln und das Zwerchfell. Beim Einatmen spüren Sie keinen Widerstand und können normal atmen, damit für das nächste Ausatmen Luft in die Lunge gelangt. Außerdem kann es Musiker, Sänger und Athleten bei der Verbesserung ihrer Leistung und Ausdauer unterstützen.

Der POWERbreathe EX1 beruht auf einer Methode, die als Widerstandstraining bezeichnet wird. Dies stärkt die expiratorischen Atemmuskeln, indem diese härter beansprucht werden, auf eine ähnliche Weise, wie Sie die Kraft Ihrer Armmuskeln mit Gewichten trainieren würden. Beim Training mit dem POWERbreathe EX1 werden Sie feststellen, dass Sie sich beim Ausatmen mehr anstrengen müssen. Das Widerstandstraining wirkt sich hauptsächlich auf die Ausatemmuskulatur aus, auf innere Rippenmuskeln, schräge und gerade Bauchmuskeln und das Zwerchfell. Beim Einatmen spüren Sie keinen Widerstand und können normal atmen, damit für das nächste Ausatmen Luft in die Lunge gelangt. Ihnen sind vielleicht bestimmte Atemtechniken bekannt, wie sie zum Beispiel beim Yoga angewendet werden, die die Atmung durch die Nase fördern. Wir empfehlen, immer durch die Nase zu atmen, damit die Luft, die Sie einatmen, gefiltert, aufgewärmt und befeuchtet wird. Obwohl Sie beim Training mit dem POWERbreathe EX1 durch den Mund anstatt durch die Nase ausatmen müssen, bleiben die zusätzlichen Verbesserungen der Atemkraft und -kontrolle erhalten, wenn Sie nach dem Training wieder zur Nasenatmung zurückkehren.

1	Einleitung
2-4	Vorsichtsmaßnahmen
5	Produktbeschreibung – Inhalt
6 & 7	Erste Schritte mit dem POWERbreathe EX1
8	Feststellen der für Sie richtigen Trainingslast
9	Reinigung
10	Zusammenbau des POWERbreathe EX1
11	Garantie
12	Kontaktangaben
13	Haftungsausschluss
14	Technische Daten und Lasteinstellbereich

Inhaltsverzeichnis



Benutzerhandbuch





Kontaktangaben

Hauptsitz:
POWERbreathe International Ltd
 Northfield Road
 Southam
 Warwickshire CV47 0FG
 England, UK
 Telefon: +44 (0)1926 816100
www.powerbreathe.com

Vertrieb:
Deutschland:
 HaB GmbH
 Porschestraße 4
 21423 Winsen / Luhe
 Deutschland
 Telefon: +49 (0)4171 890 81 70
www.lungentrainer.de

Für andere Gebiete besuchen Sie bitte:
www.powerbreathe.com

CE
 Design Council Award Winner
 JN4276 V1 © 11/2022 (E&OE)

Technische Daten

Mundstückmaterial	Thermoplastische Elastomere (TPE)
Handgriffabdeckung	Polycarbonat
Weicher Justiergriff	ABS mit Santopren-Überzug
Klappenventil	Silikon 60
O-Ring	Nitrilkautschuk
Alle anderen Komponenten	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)

Lasteinstellbereich

Modell	Last (cmH ₂ O)										
	Lasteinstellung										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EX1-LR	10	17	24	31	38	45	52	59	66	73	80
EX1-MR	35	49	63	77	91	105	119	133	147	161	175
EX1-HR	55	72	88	105	121	138	154	171	187	204	220

LR	MR	HR
GERINGER WIDERSTAND	MITTLERER WIDERSTAND	HOHER WIDERSTAND

Legende für die Widerstandsstufen

- Geringer Widerstand** Anfängermodell für Personen, die zum ersten Mal EMT anwenden.
- Mittlerer Widerstand** Mittlere Stufe für Personen mit mittlerer bis sehr hoher Fitness.
- Hoher Widerstand** Für Personen, die die höchste Stufe des EX1-MR erreicht haben.

Vorsichtsmaßnahmen

- Operation an Kopf oder Hals
 - unbehandelte gastroösophageale Refluxkrankheit
 - starkes Sodbrennen
 - kürzlich erfolgte Bauchoperation oder Hernie im Bauchbereich
- Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen Arzt, um festzustellen, ob der POWERbreathe EX1 für Sie geeignet ist.
- Kontraindikationen:**
- Der POWERbreathe EX1 ist nicht für Asthmapatienten geeignet, die eine geringe Symptomwahrnehmung haben und unter häufigen, schweren Exazerbationen leiden oder eine ungewöhnlich geringe Wahrnehmung eines Dyspnoe haben.
 - Verwenden Sie den POWERbreathe EX1 nicht, wenn Sie ein gerissenes Trommelfell oder eine andere Erkrankung der Ohren haben.
 - Der POWERbreathe EX1 ist nicht für Patienten mit deutlich erhöhtem linksventrikulärem enddiastolischem Volumen und Druck geeignet.
 - Der POWERbreathe EX1 ist nicht für Patienten mit sich verschlechternden Anzeichen und Symptomen einer Herzinsuffizienz nach Atemmuskeltraining (RMT) geeignet.
 - Verwenden Sie den POWERbreathe EX1 nicht, wenn Sie eine Rippenfellentzündung gehabt haben oder Verdacht auf eine Rippenfellentzündung besteht.
- Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- Weitere Informationen zur klinischen Wirksamkeit der POWERbreathe-Geräte finden Sie unter: www.powerbreathe.com.

4

Feststellen der für Sie richtigen Trainingslast


- Versuchen Sie, 5 Atemzüge mit Last 0 nach der beschriebenen Atemmethode durchzuführen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht sofort 5 Atemzüge in einem Versuch durchführen können. Jeder Mensch ist anders, und es kann etwas Zeit dauern, Ihre Atemmuskeln aufzubauen.
- Wenn Sie 5 Atemzüge mit Leichtigkeit durchführen können, drehen Sie den Lastjustierung im Uhrzeigersinn um eine vollständige Umdrehung, um die Trainingslast zu erhöhen, und wiederholen anschließend die Übungen.
 - Wenn Sie die Last auf diese Weise allmählich erhöhen, bis Sie nur noch gerade 5 Atemzüge durchführen können, können Sie die ideale Trainingslast für Sie herausfinden.
 - Nachdem Sie die richtige Last bestimmt haben, sollten Sie anstreben, an 5 Tagen pro Woche jeweils 5 Einheiten mit 5 Atemzügen mit einer Minute Pause zwischen den Einheiten durchzuführen.
 - Mit der Zeit werden Sie feststellen, dass es einfach wird, 5 Einheiten mit 5 Atemzügen pro Tag mit der Last durchzuführen, mit der Sie trainieren. Wenn Sie diesen Punkt erreicht haben, erhöhen Sie die Trainingslast um etwas eine Vierteldrehung, sodass Sie nur noch gerade in der Lage sind, 5 Einheiten mit 5 Atemzügen pro Tag durchzuführen. Hinweis: Die Skala dient nur als Richtlinie. Sie müssen Ihre Trainingslast bei jeder Steigerung nicht immer um einen ganzen Skalenschritt erhöhen. Sie können den Lastjustierung nach Ihren individuellen Bedürfnissen um eine Viertel-, eine halbe oder eine ganze Umdrehung verstellen.

Erhaltungsatemtraining

Nach 5 Wochen sollten sich Ihre Atemmuskeln deutlich verbessert haben und sich stärker anfühlen. Nach diesem Zeitraum müssen Sie Ihren POWERbreathe EX1 nicht mehr jeden Tag benutzen, um die Verbesserung Ihrer Atmung zu erhalten. Es sollte ausreichen, an 3 Tagen pro Woche mit Ihrem POWERbreathe EX1 zu trainieren.

8

Produktbeschreibung – Inhalt



Aufbewahrungsbeutel



Gebrauchsanweisung

5

Reinigung

Ihr POWERbreathe EX1 kommt während der Anwendung mit Speichel in Kontakt und wir empfehlen, dass Sie ihn häufig reinigen, um ihn in einem guten Funktionszustand zu erhalten.

Weichen Sie Ihren POWERbreathe EX1 mehrere Male pro Woche ungefähr 10 Minuten lang in warmem Wasser ein und wischen Sie ihn und insbesondere das Mundstück anschließend mit einem weichen Tuch unter warmem, laufendem Wasser ab. Schütteln Sie das überschüssige Wasser ab und lassen Sie ihn auf einem sauberen Handtuch trocknen.

Führen Sie einmal pro Woche das gleiche Verfahren durch, weichen Sie Ihren POWERbreathe EX1 jedoch diesmal in einem milden Reinigungsmittel oder einer empfohlenen Reinigungslösung ein. Das verwendete Reinigungsmittel muss für Geräte geeignet sein, die in Kontakt mit dem Mund kommen, wie zum Beispiel Reinigungsmittel für Babyflaschen.

POWERbreathe Reinigungstabletten können Sie von POWERbreathe Vertriebspartnern oder über www.powerbreathe.com beziehen.

Damit Ihr POWERbreathe EX1 in optimalem Zustand erhalten bleibt, halten Sie ihn nach der Reinigung auf dem Kopf unter einen laufenden Wasserhahn, damit das Wasser durch das Gerät laufen kann. Schütteln Sie das überschüssige Wasser ab und lassen Sie ihn auf einem sauberen Handtuch trocknen.

Hinweis:

- Der POWERbreathe EX1 ist nicht spülmaschinenfest.
- Trocknen Sie den POWERbreathe EX1 nicht auf heißen Oberflächen.

9

Erste Schritte mit dem POWERbreathe EX1




Diagramm 1: Justieren des POWERbreathe

Nehmen Sie den POWERbreathe EX1 aus der Verpackung. Halten Sie den POWERbreathe EX1 aufrecht und üben Sie das Justieren der Trainingslast. Drehen Sie den Lastjustierung im Uhrzeigersinn, um die Trainingslast zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn, um die Trainingslast zu verringern. Beachten Sie, dass an der Seite des POWERbreathe EX1 eine nummerierte Skala zu sehen ist. Während der Lastjustierung gedreht wird, bewegt sich das weiße Anzeigeband im Innern nach oben oder unten und gibt Ihre aktuelle Trainingslast auf dieser Skala an. Siehe Seite 6: Feststellen der für Sie richtigen Trainingslast zum Einstellen des korrekten Trainingswiderstands.





Diagramm 2: Last 0

Stellen Sie den POWERbreathe EX1 jetzt auf eine Last von 0 ein. Bei dieser Last sollte das untere Ende des inneren weißen Bandes wie im Diagramm dargestellt auf die kleinste Zahl auf der Skala ausgerichtet sein. **Hinweis: Versuchen Sie nicht, die Last auf weniger als 0 einzustellen, da dies das Justiergewinde beschädigen könnte.**

6

Zusammenbau des POWERbreathe EX1

Mundstück – von Hand aufgeschoben




Hauptteil – versuchen Sie nicht, diese Komponente zu zerlegen

Ventilbaugruppe siehe Diagramm 6 und 7


Handgriffabdeckung – rastet ein




Lastjustierung – nicht abnehmen



Hinweis: Der POWERbreathe EX1 kann weiter in seine Komponenten zerlegt werden (mit Ausnahme der Ventilbaugruppe). Davon wird abgeraten, weil dabei kleine Teile leicht verloren gehen könnten.



Zum Entriegeln und Abnehmen der Ventilbaugruppe vom Hauptteil die Handgriffabdeckung abnehmen. Drehen Sie die Ventilbaugruppe zum Entriegeln vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn.



Zum Entfernen die Ventilbaugruppe nach unten schieben. Zum Wiederaufbau einfach die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

10

Erste Schritte mit dem POWERbreathe EX1




Diagramm 3: Stecken Sie den POWERbreathe EX1 in den Mund

Achten Sie darauf, aufrecht zu sitzen oder zu stehen und sich zu entspannen. Halten Sie den POWERbreathe EX1 am Handgriff fest und stecken Sie das Mundstück so in den Mund, dass Ihre Lippen die äußere Abschlammung dicht umschließen und sich die Aufbissstücke des Mundstücks zwischen Ihren Zähnen befinden.




Diagramm 4: Einatmen durch den POWERbreathe EX1.

Atmen Sie zuerst langsam und passiv ein, soweit Sie können und füllen Sie Ihre Lungen mit so viel Luft wie möglich. Halten Sie 1 Sekunde lang die Luft an.




Diagramm 5: Ausatmen durch den POWERbreathe EX1.

Atmen Sie rasch und kräftig durch das Mundstück aus und atmen Sie so viel Luft aus, wie Sie können.

Hinweis: Hecheln Sie dabei nicht. Wenn Sie beginnen, sich schwindlig zu fühlen, atmen Sie langsamer und legen am Ende jedes Ausatmens eine Pause ein.

Nachdem Sie die korrekte Last bestimmt haben, sollten Sie anstreben, an 5 Tagen pro Woche jeweils 5 Einheiten mit 5 Atemzügen mit einer Minute Pause zwischen den Einheiten durchzuführen.

7

Garantie

* Dieser Garantie gewährt dem Käufer bestimmte gesetzliche Rechte. Der Käufer kann außerdem andere gesetzliche Rechte haben. Die POWERbreathe International Ltd. garantiert hiermit dem namentlich ordnungsgemäß registrierten Erstkäufer, dass das von ihr verkaufte Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die Verpflichtungen von POWERbreathe International Ltd. im Rahmen dieser Garantie beschränken sich auf die Reparatur und den Ersatz des Teils oder der Teile des Geräts, die bei der Inspektion Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen. Zweckentfremdung, Missbrauch oder Unfälle, Fahrlässigkeit der Vorsichtsmaßnahmen, unsachgemäße Wartung oder kommerzielle Nutzung, gerissene oder gebrochene Gehäuse fallen nicht unter diese Garantie. Während der zweijährigen Garantiezeit wird das Produkt entweder repariert oder ersetzt (nach unserem Ermessen kostenlos). Die Garantie umfasst keine Schäden oder Folgeschäden, die durch einen nicht von POWERbreathe International Ltd. autorisierten Service verursacht wurden. Die hierin enthaltenen Garantien ersetzen ausdrücklich alle anderen Garantien, einschließlich der impliziten Garantie der Marktgängigkeit und/oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

**So aktivieren Sie Ihre Garantie
Bitte registrieren Sie den Kauf Ihres
POWERbreathe EX1 auf www.powerbreathe.com
Vielen Dank!**

11